

防水型デジタルホルタ記録器

デジタルホルタ記録器 DigitalWalk FM-180S

医療機器認証番号：217AD8ZX00002000

資料請求・お問い合わせはこちらへ
【受付時間】 平日 9:00~18:00

 **0120-07-9880**

[お問い合わせ](#)

世界に類を見ない入浴民族日本

くつろぎの時間である反面、心臓に負担がかかり、年間約1万人にもものぼる入浴中の事故が発生しています。
そこでFM-180Sは、これまでのホルター検査では実現できなかった、入浴中も含めた真の24時間記録をご提案します。

高性能・高機能

■ 水中記録

JISが定める防水性能保護等級8級（IPX8）の条件をクリアし、水中型防水構造を実現。ホルター検査中も入浴の制限がないため、患者さまの日常生活での24時間心電図記録が可能です。

■ 体位情報を同時記録

本体内蔵の3軸加速度センサにより、加速度の他に体位情報も同時記録することができます。波形変化の原因が体位変化に因るかどうかの指標の1つとして、睡眠中の患者さまの動態を知る指標としてご利用いただけます。

■ 自由度の高い画面表示

記録中の画面には現在時刻だけでなく、リアルタイム心電図や心拍数も表示することができます。

製品情報

- ▶ [新製品情報](#)
- ▶ [製品カタログ](#)
- ▶ [クリニック向け診療科目別製品カタログ](#)
- ▼ [製品ピックアップ](#)
 - [パノラマ心電計](#)
 - [Cardio Party Line](#)
 - [デジタルホルタ記録器 FM-190](#)
 - [超小型デジタルホルタ記録器](#)
 - [血圧脈波検査装置](#)
 - [防水型デジタルホルタ記録器](#)
 - [脳波検査](#)
 - [SP-370COPD肺Per](#)
- ▶ [動物病院向け製品](#)
- ▶ [製品設置例](#)
- ▶ [製品比較表](#)
- ▶ [医療機器添付文書](#)
- ▶ [お客様の声](#)

▶ 医院開業支援

[安心と信頼の開業サポートをお約束します](#)

▶ サービスネットワーク

- ▶ [ME機器関連](#)
- ▶ [在宅医療関連](#)



PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
[Adobe Readerのダウンロードページ](#)



信頼

■ タフボディ

落下や衝撃に対する強度を上げるために、度重なる実験を経て新しい素材を採用しました。より安心してお使いいただけます。

■ 安定した機密性

水中での連続記録は少しの妥協も許されないため、特殊なパッキン構造を開発。

※特許出願中



真の『日常生活』を

■ 24時間共に

患者さまのQOLを下げることなく、日常生活の様々なシチュエーションで検査していただけます。また、新開発のエクセロートW使用により、これまで制約があった入浴中にもご使用いただけます。

■ チャンネル数・電極の選択

2ch/3ch切替え、単極/双極誘導、電極一体型リード（T型・防水型）、マグネローデ、ホック式電極などからご希望に沿うものをお選びいただけます。



仕様

■ 記録器本体

分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
寸法	(幅) 6.2 (奥行) 1.8 (高さ) 6.5cm
重量	約78g (電池・カード含む)
電源	単四アルカリ乾電池1本
使用メディア	SDカード1GB以上

■ 心電部

記録誘導	双極2ch、双極3ch、単極2ch、単極3ch
記録時間	24時間
ペースメーカー検出	任意の1ch検出（ユーザ切換え）、検出感度（4段階切換え）
加速度	記録器垂直方向
体位	体位方向



Flashムービーを正しくご覧になるには、Adobe Flash Playerが必要です。

[Adobe Flash Playerのダウンロードページ](#)

[◀ 前のページへ戻る](#) [▶ ページ上部へ](#)

[▶ サイトマップ](#) [▶ プライバシーポリシー](#) [▶ サイトのご利用にあたって](#)

Copyright FUKUDA DENSHI All Rights Reserved.