

**OLYMPUS**<sup>®</sup>

Your Vision, Our Future

高解像LCDモニター/ LCDモニター

**OEV191H/191**

医用画像の微細なニュアンスまで忠実に再現する、高解像LCD薄型モニター。



# クリアな高精細画像で、 先生方の検査・処置をサポート。

高度な内視鏡医療の実現には、微細な血管や粘膜の表層構造までリアルに観察できる、高品位な画像が求められます。オリンパスは、先生方の検査・処置をよりの確にサポートするため、ここに、高精細画像を忠実に再現する新しい高性能LCDモニターをご提案いたします。ハイビジョンに対応した「OEV191H」と、スタンダードタイプ(SD信号専用)の「OEV191」。この2つの19インチLCDモニターは、ともにプログレッシブ走査によるちらつき感のない画像で、医用画像をありのままに、クリアに表示します。また、薄型・軽量のデザインにより、壁掛けや天井懸架などのニーズにも対応し、内視鏡室や手術室の効率的な空間利用を実現します。

## 主な特徴

- ハイビジョン(HD)信号の高解像表示に対応 (OEV191Hのみ)。
- レイアウトの自由度の高い薄型・軽量のLCDモニター。
- 見やすい19型画面に、プログレッシブ走査による、ゆがみやちらつき感のない高品位な画像。
- 明るさと色再現性に優れた1280×1024ドットの高解像度表示。
- 写り込みの少ない反射防止コート(ノングレア)処理。
- オリンパスの超音波内視鏡やファイリングシステムの使用時に映像の自動切り替えが可能。 オプションのリモートケーブル必要
- メディカルグレードに求められる様々な基準をクリアした信頼性。
- CRTモニターに比べ、低消費電力を実現。



高解像LCDモニター  
OEV191H



LCDモニター  
OEV191

## 主な仕様

製品名	OEV191H	OEV191
モニター種類	TFTアクティブマトリックスLCD	
画面サイズ	19インチ	
解像度	1280×1024ドット(SXGA)	
外形寸法	430(W)×386(H)×95(D)mm	
質量	8.0kg	
電源	AC100V 120V 50 / 60Hz 共通	
消費電力	100VA	
入力端子	1	
Y/C	1	
RGB	2(ハイビジョンおよびNTSC信号に対応)	
HD/SD SDI	1(オプション)	なし
15ピン/5VGA	1(EU-M2000専用)	なし
出力端子	1(ループスルー)	
Y/C	1(ループスルー)	
RGB	1(ループスルー)	
HD/SD SDI	1(オプション/ループアクティブスルー)	なし
画質調整	パネルのボリュームで調整可能	
BRIGHT	設定メニューにより調整可能	
CONTRAST		
CHROMA		
PHASE		
背面ネジ穴	VESA規格準拠 100mm/75mm	

オプションのHD/SD-SDIアダプター(MAJ-1431)が必要です。

製品名	MAJ-1431
入力	1
出力	1(アクティブスルー)
対応フォーマット	480/59.54i, 576/50i, 720/60P, 720/59.94P, 1080/50i, 1080/60i, 1080/59.94i



HD/SD-SDIアダプター  
MAJ-1431(オプション)  
OEV191Hで、SDI(シリアルビデオ)信号を入力するためのアダプターです。

●仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## オリンパス メディカル システムズ株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス

www.olympus.co.jp

### 支店・営業所所在地

東京	〒163-0914 新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス	☎ 03(6901)4020
札幌	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目2番地3 札幌フコク生命ビル	☎ 011(222)2552
大宮	〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル5F	☎ 048(601)2312
つくば	〒300-0847 土浦市卸町1-1-1 関鉄つくばビル	☎ 029(843)2453
横浜	〒220-6209 横浜西区みなとみらい2丁目3番5号 クイーンスタワーC 9F	☎ 045(683)6320
新潟	〒950-0087 新潟市東大通2-4-10 日本生命新潟ビル4F	☎ 025(245)7339
松本	〒390-0815 松本市深志1-2-11 松本昭和ビル	☎ 0263(36)5333
金沢	〒920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢 8F	☎ 076(222)3434
名古屋	〒460-0003 名古屋市中区錦2-19-25 日本生命広小路ビル	☎ 052(201)9601
大阪	〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター	☎ 06(6252)6696
京都	〒604-8186 京都市中京区車庫御池下ル梅屋町361-1 アーバネックス御池ビル東館	☎ 075(255)2316
松山	〒790-0003 松山市三番町7丁目1-21 ジブラルタ生命松山ビル	☎ 089(931)5543
広島	〒730-0013 広島市中区八丁堀16-11 日本生命広島第2ビル	☎ 082(228)1921
岡山	〒700-0822 岡山市表町1-5-1 岡山シンフォニービル	☎ 086(233)0366
福岡	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 3-6-11 福岡フコク生命ビル	☎ 092(711)1882
南九州	〒892-0846 鹿児島市加治屋町12-7 日本生命加治屋町ビル	☎ 099(224)7820

### 取扱販売店名



**OLYMPUS**

Olympus Customer Information Center Endoscope  
内視鏡お客様相談センター



**0120-41-7149** FAX 03 (3375) 7596

※携帯・自動車電話・PHSからもご利用いただけます。