

**MAIN MENU**
[製品情報](#)
[診断・治療情報](#)
[学会・研究会情報](#)
[機器取り扱い情報  
サービス情報](#)
[サポートツール](#)
[お問い合わせ](#)
[クリニック情報](#)
[コメディカル情報](#)
**内視鏡お客様相談センター**

**0120-41-7149**  
ヨイナインシキョウ  
開設時間 8:45~17:30 (弊社営業日)  
8:45~15:00 (土曜日)

**Q&A** MEDICALTOWN Q&A  
よくある質問と回答

会員情報変更・  
パスワードお問い合わせなど

**EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ  
OLYMPUS PCF TYPE Q260AL?I \***


外径11.3mmの細径・高解像度スコープ。硬度可変機能で挿入性が向上。高解像度CCDを採用した、細径タイプの大腸スコープ。従来機種(PCF-240L/I)と同じ先端部外径11.3mm、チャンネル径3.2mmを確保しながら、硬度可変機能を実現しています。そのため、細径の弱点であった深部挿入をサポートします。

**仕様・性能**

光学系	視野角	140°
	視野方向	0° (直視)
	観察深度	5~100mm
	照明方式	ライトガイド方式
先端部	外径	11.3mm
湾曲部	湾曲角	UP・DOWN 各180°
		RIGHT・LEFT 各160°
軟性部	外径	11.3mm
有効長	全長	L : 1,680mm I : 1,330mm
		L : 2,005mm I : 1,655mm
鉗子	チャンネル径	3.2mm
	最小可視距離	5mm
	視野内での見え方	

医療機器承認番号：21400BZZ00282000号

\*販売名「EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260Aシリーズ」

**SUB MENU**
[カタログダウンロード](#)
[カタログお取り寄せ](#)

誠に恐縮ですが、資料は医療御施設様宛にお送りしております。販売様のご依頼は、御担当地域のオリンパス支店営業所へ御相談をお願い致します。

オリンパスメディカルシステムズ(株)  
支店営業所一覧

オリンパスメディカルサイエンス販売(株)  
支店営業所一覧

- [NBI Narrow Band Imaging<狭帯域光観察>](#)
- [消化器内視鏡システム](#)
- [スコープラインアップ](#)
- [細径経口経鼻内視鏡](#)
- [大腸内視鏡](#)
- [小腸内視鏡関連製品](#)
- [カプセル内視鏡システム](#)
- [胆膵内視鏡システム V-System](#)
- [内視鏡治療用処置具](#)
- [内視鏡的粘膜下層剥離術 \(ESD\) 関連製品](#)
- [高周波焼灼電源装置](#)
- [洗浄・消毒・滅菌 \(CDS\)](#)
- [内視鏡室マネジメントシステム](#)
- [超音波内視鏡システム](#)
- [内視鏡関連製品](#)

[ページの先頭へ戻る](#)